

臺中市政府衛生局抽驗飲料店茶葉/吸管檢驗結果

製表日期:105.08.25

類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果(PPM)	標準(PPM)	處辦情形
茶葉	1	陳香烏龍(三角茶包)	多那之台中概念館 (莉薇爾企業行)	台中市北屯區崇德路二段301號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					布芬淨(Buprofezin)	0.07	1.0	
					達特南(Dinotefuran)	0.55	10.0	
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.89	10.0	
					畢芬寧(Bifenthrin)	0.16	2.0	
					芬普寧(Fenpropathrin)	0.15	10.0	
					得克利(Tebuconazole)	0.12	10.0	
	2	翡翠清茶(三角茶包)	多那之台中概念館 (莉薇爾企業行)	台中市北屯區崇德路二段301號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.30	2.0	
					達特南(Dinotefuran)	0.21	10.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.23	3.0	
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.22	10.0	
					陶斯松(Chlorpyrifos)	0.06	2.0	
					芬普寧(Fenpropathrin)	0.18	10.0	
	3	阿里山烏龍茶	星巴克(豐原向陽門市)	台中市豐原區向陽路182號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.37	2.0	
					布芬淨(Buprofezin)	0.39	1.0	
					加保利(Carbaryl)	0.25	2.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.12	3.0	
					芬普寧(Fenpropathrin)	0.28	10.0	
					得克利(Tebuconazole)	0.26	10.0	
	4	紅茶	三皇三家複合式餐飲-芯園國際有限公司	台中市豐原區向陽路196.198號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.12	2.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.06	3.0	
	5	綠茶	三皇三家複合式餐飲-芯園國際有限公司	台中市豐原區向陽路196.198號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.07	2.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.07	3.0	
	6	85度C紅茶(奶茶)共用	85度C(俊昌商行)	台中市豐原區中興路242-3號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					貝芬替(Carbendazim)	0.06	1.0	
	7	綠茶	85度C清水店(京洋商行)	台中市清水區中山路339號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.15	2.0	
	8	高山青茶	85度C清水店(京洋商行)	台中市清水區中山路339號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.10	2.0	
					達特南(Dinotefuran)	0.50	10.0	
					氟尼胺(Flonicamid)	0.08	5.0	
					氟芬隆(Flufenoxuron)	0.10	15.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.30	3.0	
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.47	10.0	
	9	翡翠茶葉	清玉-台中清水店	台中市清水區中山路267號	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-
	10	青茶	清玉-台中清水店	台中市清水區中山路267號	農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					達特南(Dinotefuran)	1.33	10.0	
					氟尼胺(Flonicamid)	0.08	5.0	
					氟芬隆(Flufenoxuron)	0.57	15.0	
					益達胺(Imidacloprid)	0.32	3.0	
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	1.20	10.0	
	11	烏龍綠茶	清心福全清水中山店(駿彩冷飲站)	台中市清水區中山路199號	畢芬寧(Bifenthrin)	0.08	2.0	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.12	2.0	
	12	錫蘭紅茶	清心福全清水中山店(駿彩冷飲站)	台中市清水區中山路199號	脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.06	10.0	-
					芬普寧(Fenpropathrin)	0.08	10.0	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.16	10.0	
	13	鐵觀音	春水堂中友店	台中市北區三民路三段161號B2	芬普寧(Fenpropathrin)	0.06	10.0	-
					百滅寧(Permethrin)	0.15	10.0	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	
	14	招牌(紅茶茶葉)	春水堂中友店	台中市北區三民路三段161號B2	農藥多重殘留分析(310項)		-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	
					農藥多重殘留分析(310項)		-	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	

吸管	15	普洱茶	樺達奶茶中友店	台中市北區三民路三段161號	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
	16	紅茶	樺達奶茶中友店	台中市北區三民路三段161號	亞滅培(Acetamidiprid)	0.15	2.0
					益達胺(Imidacloprid)	0.08	3.0
					脫芬瑞(Tolfenpyrad)	0.10	10.0
					畢芬寧(Bifenthrin)	0.09	2.0
	17	普洱茶	嚮茶商行	台中市北區三民路三段193號1樓	二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	18	烏龍茶	嚮茶商行	台中市北區三民路三段193號1樓	農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	19	紅茶	Mr.Wish(菁軒冷飲店)	台中市南屯區大墩路914號	農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	20	綠茶	Mr.Wish(菁軒冷飲店)	台中市南屯區大墩路914號	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
					亞滅培(Acetamidiprid)	0.16	2.0
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	21	紅茶	50嵐(穎冠茶飲企業有限公司向心南分公司)	台中市南屯區向心南路972號1樓	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
					亞滅培(Acetamidiprid)	0.18	2.0
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	22	綠茶	50嵐(穎冠茶飲企業有限公司向心南分公司)	台中市南屯區向心南路972號1樓	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
					亞滅培(Acetamidiprid)	0.18	2.0
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	23	紅茶	喫茶小舖(賀大茶行)	台中市南屯區向心南路974號	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
					毆蟻多(Propargite)	0.07	2.0
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	24	綠茶	喫茶小舖(賀大茶行)	台中市南屯區向心南路974號	農藥多重殘留分析(310項)	-	-
					亞滅培(Acetamidiprid)	0.13	2.0
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-
	25	吸管(粗)	多那之台中概念館(莉薇爾企業行)	台中市北屯區崇德路二段301號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	26	吸管(細)	多那之台中概念館(莉薇爾企業行)	台中市北屯區崇德路二段301號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	27	紙包吸管	星巴克(豐原向陽門市)	台中市豐原區向陽路182號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	28	紙包吸管星冰樂專用	星巴克(豐原向陽門市)	台中市豐原區向陽路182號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	29	吸管(粗)	三皇三家複合式餐飲-芯園國際有限公司	台中市豐原區向陽路196.198號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	30	吸管(細)	三皇三家複合式餐飲-芯園國際有限公司	台中市豐原區向陽路196.198號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	31	珍珠吸管加長-膠套	85度C清水店(京洋商行)	台中市清水區中山路339號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	32	直吸管加長-膠套	85度C清水店(京洋商行)	台中市清水區中山路339號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	33	斜口吸管(細)	清玉-台中清水店	台中市清水區中山路267號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	34	吸管(細長)	清心福全清水中山店(駿彩冷飲站)	台中市清水區中山路199號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	35	吸管(波霸長)	清心福全清水中山店(駿彩冷飲站)	台中市清水區中山路199號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	36	斜口吸管	茶湯會-清水中山店	台中市清水區中山路132號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	37	吸管	春水堂-中友店	台中市北區三民路三段161號B2	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	38	BOPP單支包裝吸管	春水堂-中友店	台中市北區三民路三段161號B2	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	39	吸管	樺達奶茶中友店	台中市北區三民路三段161號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	40	可彎吸管	樺達奶茶中友店	台中市北區三民路三段161號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	41	8mm8吋塑膠包吸管	嚮茶商行	台中市北區三民路三段193號1樓	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	42	同心牌衛生吸管	麻葉餐飲食品有限公司(momo pasta)	台中市北區錦平里育才北路59號1樓	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	43	吸管	Mr.Wish(菁軒冷飲店)	台中市南屯區大墩路914號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	44	吸管	50嵐(穎冠茶飲企業有限公司)	台中市南屯區向心南路972號1樓	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	45	吸管	喫茶小舖(賀大茶行)	台中市南屯區向心南路974號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	46	吸管	黑翡翠(商富食品行)	台中市南屯區南屯路2段389號1樓	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	47	吸管	悠茶人文茶飲	台中市西區大業路137號	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1
	48	吸管	草本茶集黎明店	台中市南屯區三義里黎明路二段448	溶出試驗-重金屬(60℃, 30分鐘)	< 1	< 1